

Wb 및 Elisa 적용을 위한 전범위 대칭 디메틸 아르기닌 모티프 토끼 단일클론항체(Mab)

품목 번호: CM0000206

소개

WB 및 ELISA용 전범위 대칭 디메틸 아르기닌 모티프 토끼 단일클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 광범위 중에서 반응성이 예측됩니다. 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	전범위 대칭 디메틸 아르기닌 모티프 토끼 mAb
종	인간
면역원	합성 펩타이드 (대칭 디메틸 R을 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응성 예측)
배송	아이스백