

웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 팬-대칭 디-메틸 아르기닌 토끼 다클로날 항체

품목 번호: CM0000218

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 고순도 팬-대칭 디-메틸 아르기닌 토끼 다클로날 항체(pAb)로, 대칭 디메틸아르기닌 펩타이드를 사용하여 생산되었습니다. 메틸화 연구를 위해 인간, 마우스 및 쥐에 걸쳐 광범위한 예상 교차 반응성을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan-Symmetric Di-Methyl Arginine Rabbit pAb
유전자 ID (인간)	pan Rme2s
면역원	메틸화된 R를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 예상 범위)
배송	아이스 팩 (Ice bag)