

팬-트리메틸 라이신 토끼 폴리클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa, Chip용) – Camelbio

품목 번호: CM0000211

소개

CamelBio는 웨스턴 블롯, 면역침전, ELISA 및 ChIP에서 검증된 팬-트리메틸 라이신 토끼 폴리클로날 항체를 제공합니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종에서 트리메틸화된 라이신 변이를 검출합니다. 후성유전학 및 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	팬-트리메틸 라이신 토끼 pAb
유전자 ID (인간)	pan Kme1
면역원	트리메틸화 K를 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스 팩