

Wb 및 Elisa용 팬-트리메틸라이신(Pan Kme3) 토끼 다클론 항체

품목 번호: CM0000210

소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위해 팬-트리메틸라이신(pan Kme3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응성을 나타냅니다. 후성유전학 및 번역 후 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	pan-TriMethyl-lysine Rabbit pAb
유전자 ID (인간)	pan Kme3
면역원	트리메틸화 K를 포함하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송	아이스 팩