

Pan-유비퀴틴 잔기 모티프 (K-E-Gg) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용)

품목 번호: CM0000039

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 항-pan-유비퀴틴 잔기 모티프 (K-ε-GG) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 유비퀴틴화 모티프를 검출하며 유비퀴틴 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	pan-유비퀴틴 잔기 모티프 (K-ε-GG) 토끼 pAb
면역원	유비퀴틴화 모티프 (K-ε-GG)를 포함하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송 방식	아이스 팩