

Wb, Ihc-P, Elisa용 Par4 토끼 단일클론 항체 - Q96Iz0

품목 번호: CM0005789



소개

WB, IHC-P, ELISA용 고품질성 PAR4 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 PAR4에 반응하며, 암 및 신경퇴행성 연구에 사용되는 프로-아포토시스 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAR4 Rabbit mAb
비고/별칭	PAR4; Par-4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5074
유전자 ID	5074
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 PAR4 (Q96IZ0)의 아미노산 241-340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96IZ0
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)