

Parg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86W56

품목 번호: CM0014333



소개

PARG Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 복구 및 ADP-리보실화 대사의 핵심 효소인 인간 poly(ADP-ribose) 글리코하이드롤레이스를 인식합니다. 예상 분자량은 111 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARG Rabbit pAb
비고/별칭	PARG99; PARG
종	인간
유전자 ID (인간)	8505
면역원	인간 PARG (NP_003622.2)의 아미노산 777-976에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86W56
단백질 무게	111kDa
배송	아이스백