

Parp10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q53GL7

품목 번호: CM0016292



소개

인간 PARP10(ARTD10)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. DNA 손상 복구, ADP-리보실화, GSK3B 신호 전달 경로 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP10 Rabbit pAb
비고/별칭	ARTD10; PARP10
종	인간
GeneID (인간)	84875
GeneID	84875
면역원	인간 PARP10 (NP_116178.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q53GL7
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백