


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Parp3 토끼 다클로날 항체 - Q9Y6F1

품목 번호: CM0030560



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 PARP3 (ARTD3)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 모노-ADP-리보실화 연구에 유용합니다. 분자량 60 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARP3 Rabbit pAb
비고/별칭	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2;; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10039
면역원(Immunogen)	인간 PARP3 (NP_005476.4)의 아미노산 178-533에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y6F1
단백질 분자량(Protein Weight)	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)