

Pax3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P23760

품목 번호: CM0007575



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 항-PAX3 항체. 신경능선 발달 및 근육형성의 핵심 전사인자인 인간, 마우스, 랫드 PAX3과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PAX3 Rabbit mAb
비고/별칭	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
종	인간
GeneID (Human)	5077
GeneID	5077
면역원	인간 PAX3 (NP_852122.1)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P23760
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백