

Pax4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43316

품목 번호: CM0026928

소개

PAX4 Rabbit Polyclonal Antibody는 Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 PAX4와 반응하며, 이는 췌장 베타 세포 발달에 중요한 전사 인자입니다. 당뇨병 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX4 Rabbit pAb
비고/별칭	KPD; MODY9; PAX4
종	인간
GeneID (Human)	5078
GeneID	5078
면역원	인간 PAX4 (NP_006184.2)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43316
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백