

Pbxip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

품목 번호: CM0024970

소개

인간 PBXIP1(HPIP)에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 대상 검출. 81 kDa 단백질. 전사 조절 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBXIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPIP; PBXIP1
종	인간
유전자 ID	57326 (인간)
면역원	인간 PBXIP1 (NP_065385.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96AQ6
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백