

Pcnp Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q8Ww12

품목 번호: CM0013258

소개

세포 주기 조절에 관여하는 핵 단백질인 인간 PCNP를 표적으로 하는 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명            | PCNP Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭          | PCNP                                                        |
| 종              | 인간                                                          |
| GeneID (Human) | 57092                                                       |
| GeneID         | 57092                                                       |
| 면역원            | 인간 PCNP (NP_065090.1)의 아미노산 1-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                          |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                    |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성         | 마우스, 래트                                                     |
| SWISS          | Q8WW12                                                      |
| 단백질 분자량        | 19kDa                                                       |
| 배송             | 아이스백                                                        |