

Fc, Elisa, 억제용 Pd-L1/Cd274 토끼 단일클론 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0003712



소개

인간 PD-L1/CD274 (B7-H1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC), ELISA 및 억제 분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원(아미노산 1-290), 33 kDa로, 면역 관문 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-L1/CD274 토끼 mAb
비고/별칭	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	29126
GeneID	29126
면역원(Immunogen)	인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC, ELISA, 억제(Inhibition)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)