

Wb, If/Icc, Elisa용 Pdap1 토끼 다클로날 항체 - Q13442

품목 번호: CM0028099

소개

인간 PDAP1 (PAP1/HASPP28)에 대한 토끼 다클로날 항抗体로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. PDGF 신호 전 및 세포 성장 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDAP1 토끼 pAb
비고/별칭	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
종	인간(Human)
GeneID	11333
면역원	합성 펩타이드 인간 PDAP1 (NP_055706.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13442
단백질 크기	21kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)