

Pdc Rabbit Pab - P20941

품목 번호: CM0017184

소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증된 포스듀신(PDC) 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 PDC를 인식합니다. 인간 PDC의 아미노산 1-246에 해당하는 재조합 면역원. 시각 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDC Rabbit pAb
비고/별칭	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
종	인간
GeneID (인간)	5132
GeneID	5132
면역원	인간 PDC (NP_002588.3)의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P20941
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백