

Pdcd2L Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brp1

품목 번호: CM0029823

소개

인간, 마우스, 래트 PD CD2L 검출용 PD CD2L Rabbit Polyclonal Antibody. Western blot, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 리보솜 생합성 및 uS5 조립 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD CD2L Rabbit pAb
비고/별칭	PD CD2L
종	인간
유전자 ID	84306
면역원	인간 PD CD2L (NP_115722.1)의 아미노산 1-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BRP1
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백