

Pde11A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

품목 번호: CM0023679

소개

PDE11A Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보여줍니다. 인간 샘플에서 cAMP/cGMP 가수분해 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE11A Rabbit pAb
비고/별칭	PPNAD2; PDE11A
종	인간
유전자 ID (인간)	50940
유전자 ID	50940
면역원	인간 PDE11A (NP_058649.3)의 아미노산 712-933에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9HCR9
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백