


## Wb, If/Icc, Elisa용 Pde6G 토끼 다클론 항체 - P18545

품목 번호: CM0019535



### 소개

CamelBio는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체인 PDE6G 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 광변환에 관여하는 막대세포 cGMP 포스포디에스테라제의 억제 소단위체인 인간, 마우스 및 랫드 PDE6G를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PDE6G 토끼 다클론 항체                                             |
| 비고/별칭       | PDEG; RP57; PDE6G                                           |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 5148                                                        |
| GeneID      | 5148                                                        |
| 면역원         | 인간 PDE6G(NP_002593.1)의 아미노산 1~87에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 숙주          | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | P18545                                                      |
| 단백질 분자량     | 10 kDa                                                      |
| 배송          | 아이스팩                                                        |