

Pdha2 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

품목 번호: CM0027814

소개

인간 PDHA2(고환 특이 피루브산 탈수소효소 알파 서브유닛, 43kDa, 스위스 프로트 P29803)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 인간, 마우스, 래트에서의 반응성이 검증되었습니다. 미토콘드리아 대사 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDHA2 토끼 pAb
비고/별칭	PDHAL; SPGF70; PDHA2
종	인간
유전자 ID (인간)	5161
유전자 ID	5161
면역원	인간 PDHA2 (NP_005381.1)의 아미노산 119-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29803
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백