

Wb, Ip, Elisa용 Pdhx 토끼 다클론 항체(Pab) - O00330

품목 번호: CM0027208



소개

PDHX 토끼 다클론 항체는 WB, IP 및 ELISA 검증을 거친 항체입니다. 이 항체는 피루브산 탈수소효소 복합체 조립 및 에너지 대사에 필수적인 미토콘드리아 단백질인 인간, 마우스 및 쥐의 PDHX를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PDHX 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHDX; PDHX
종	인간
GeneID (인간)	8050
GeneID	8050
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00330
단백질 무게	54kDa
배송	아이스팩