

Wb, Ihc-P, Elisa용 Pdk4 토끼 다클론 항체 - Q16654

품목 번호: CM0028757



소개

Western blotting, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 PDK4 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐의 PDK4를 검출하며, 이는 포도당 및 지방산 대사를 조절하는 미토콘드리아 키나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDK4 토끼 pAb
비고/별칭	PDK4
종	인간
유전자 ID (인간)	5166
면역원	인간 PDK4 (NP_002603.1)의 아미노산 312-411 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q16654
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩