

유세포 분석용 Pe Anti-Cd94 단일클론 항체 - O54707

품목 번호: CM0009437

소개

마우스 CD94(Klrd1)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역 체크포인트 및 면역종양학 연구를 위한 NK 세포 억제 수용체를 표적합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 21kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종	마우스
GeneID (Human)	3824
GeneID	16643
면역원	마우스 CD94(NP_034784.1)의 아미노산 59-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O54707
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백