

유세포측정용 Pe 항인간 Cd15/Ssea-1 단클론 항체 - P22083

품목 번호: CM0004915

소개

이 PE 접합 마우스 단클론 항체는 루이스 X 항원을 생성하는 당전이효소인 인간 CD15/SSEA-1(FUT4)을 특이적으로 표적합니다. 유세포측정(FC) 검출에 이상적입니다. 스위스 단백질 데이터뱅크 등록번호: P22083.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 마우스 항인간 CD15/SSEA-1 단클론 항체
비고/별칭	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	2526
유전자 ID	2526
면역원	합성 펩타이드
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포측정(FC)
교차 반응성	인간
SWISS 등록번호	P22083
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백