


유세포측정용 Pe 항인간 Cd171/L1Cam 단클론 항체 - P32004

품목 번호: CM0011359



소개

인간 CD171/L1CAM을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 유효성이 검증되었습니다. 신경 세포 접착, 뇌 발달 및 L1CAM 연관 신경 장애 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD171/L1CAM mAb
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
종	인간
유전자ID (인간)	3897
유전자ID	3897
면역원	인간 CD171/L1CAM (NP_000416.1)의 아미노산 20-1120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P32004
단백질 분자량	140kDa/139kDa
배송 방식	아이스 팩