


유세포계용 Pe 항인간 Cd209/Dc-Sign 단일클론 항체 - Q9Nnx6

품목 번호: CM0009717



소개

유세포계 분석에 검증된 인간 CD209/DC-SIGN을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 수지상세포 기능, 병원체 인식 및 인간 샘플 내 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD209/DC-SIGN mAb
비고/별칭	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	30835
면역원(Immunogen)	인간 CD209/DC-SIGN (NP_066978.1)의 아미노산 59-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NNX6
단백질 분자량	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)