


유세포 측정용 PE 항인간 CD22 단클론 항체 - P20273

품목 번호: CM0004173



소개

인간 CD22 (Siglec-2)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에서 검증되었습니다. B세포 면역표현형 분석, 림프종 연구 및 B세포 수용체 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD22 mAb
비고/별칭	SIGLEC2; SIGLEC-2
종	인간
유전자ID (인간)	933
유전자ID	933
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20273
단백질 분자량	95kDa
배송 방식	아이스 팩