


유세포 분석용 Pe Anti-Human Cd27 단일클론 항체 - P26842

품목 번호: CM0006181



소개

인간 CD27(T세포, B세포, NK세포에 발현되는 공동자극 면역검문점 수용체)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. CD27 매개 T세포 활성화 및 기억 형성 연구를 위한 유세포 분석에 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE Rabbit anti-Human CD27 mAb
비고/별칭	TI4; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종	인간
유전자 ID (인간)	939
유전자 ID	939
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백