

Fc용 Pe 항인간 Cr2/Cd21 단클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0004746



소개

인간 CR2/CD21에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. B세포 공수용체이자 바이러스 진입 매개체인 보체 수용체 2형(C3d/EBV 수용체)을 표적으로 하며, 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CR2/CD21 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
종	인간
유전자 ID (인간)	1380
유전자 ID	1380
면역원	인간 CD21 (NP_001868.2)의 아미노산 21-971에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
배송	아이스백