

유세포 분석용 Pe Anti-Met/C-Met 단일클론 항체 - P08581

품목 번호: CM0010444



소개

이 PE 접합 토끼 단일클론 항체는 인간 Met/c-Met을 표적으로 하며, 세포내 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa 25-932)은 특이성을 보장하여, 암학, 발달학, 수용체 신호전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 Met/c-Met 단일클론 항체
비고/별칭	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN97
종	인간
유전자 ID (인간)	4233
유전자 ID	4233
면역원	인간 Met/c-Met (NP_000236.2)의 아미노산 25-932 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P08581
단백질 무게	156kDa
배송	아이스백