

Pe Anti-Mouse Cd11C Mab - Q9Qxh4

품목 번호: CM0005831

소개

마우스 CD11c(인테그린 알파-X)를 표적으로 하는 PE-접합 아르메니아 햄스터 단클론항체. 마우스 모델에서 염증 반응, 단핵구 부착 및 적혈구타식증을 연구하기 위한 유세포 분석 응용을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE anti-Mouse CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종	마우스
GeneID (인간)	3687
GeneID	16411
면역원	마우스 CD11c 재조합 단백질
원천	아르메니아 햄스터
카테고리	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백