


유세포측정용 Pe 항마우스 Cd38 단클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0008256



소개

마우스 CD38에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 대해 검증되었습니다. CD38 매개 신호전달, 칼슘 동원 및 림프구 활성화 연구에 유용합니다. SWISS: P56528.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD38 단클론항체
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
인간 유전자 ID	952
유전자 ID	12494
면역원	제조합 단백질 마우스 CD38(NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩