

유세포분석용 Pe Anti-Mouse Cd4 단일클론항체 - P06332

품목 번호: CM0009427

소개

마우스 CD4(L3T4, Ly-4)에 대한 PE 접합 토끼
단일클론항체입니다. 유세포분석(FC)에 대해
검증되었습니다. 마우스 면역학 연구, 면역 프로파일링 및
분석법 개발에서 T-헬퍼 세포 식별에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
GeneID	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백