

유세포 분석용 Pe 항-마우스 Cd69 단일클론 항체 - P37217

품목 번호: CM0008528

소개

마우스 CD69 (SWISS P37217)에 특이적인 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 면역 세포 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종 (Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	969
유전자 ID	I2515
면역원 (Immunogen)	마우스 CD69 (NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)