


유세포 분석용 Pe Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) 단일클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0009858



소개

마우스 MHC Class II I-A/I-E 분자를 표적으로 하는 PE 접합 랫 단일클론 항체. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 면역학 및 면역종양학 연구에 적합합니다. P18468, P06342, Q3U060, P14435에 대한 특이성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rat anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
GeneID	14969/14961/381091/14960
면역원	마우스 MHC Class II (I-A/I-E) 재조합 단백질
원천	랫
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
단백질 분자량	30kDa/32kDa/26kDa
배송	아이스백