

유세포분석용 PE 항-마우스 Tcr Γ/Δ 단일클론 항체 - Tcrdelta

품목 번호: CM0007817

소개

마우스 TCR γ/δ 에 대한 PE 접합 아르메니아 햄스터 단일클론 항체입니다. 유세포분석용으로 검증되었으며, 마우스 면역계 연구에서 $\gamma\delta$ T 세포 집단을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE 항-마우스 TCR γ/δ 단일클론 항체
비고 / 별칭	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
종	마우스
유전자 ID	110066/110067
면역원	마우스 TCR γ/δ 재조합 단백질
공급원	아르메니아 햄스터
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스팩