

유세포 분석용 Pe Anti-Mouse/Human Cd55 단일클론 항체 - Q61475

품목 번호: CM0009296

소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스/인간 CD55 (DAF)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. C3/C5 전환효소를 억제하는 GPI 고정 단백질인 보체 붕괴 촉진 인자를 표적으로 하여 면역종양학 및 보체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse/Human CD55 mAb
비고/별칭	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
종	마우스
GeneID (Human)	1604
GeneID	13136
면역원	마우스 CD55/DAF (NP_034146.2)의 아미노산 35-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q61475
단백질 무게	42KDa
배송	아이스백