


유세포 분석용 Pe Anti-Vegfr-3/Flt-4 토끼 단일클론 항체 - P35916

품목 번호: CM0011762



소개

사람 VEGFR-3/FLT-4를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 25-776), 사람 샘플에서의 유세포 분석 검출에 대해 검증되었습니다. 림프관생성 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human VEGFR-3/FLT-4 mAb
비고/별칭	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2324
면역원	사람 VEGFR3/FLT4 (NP_002011.2)의 아미노산 25-776에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P35916
단백질 분자량	153 kDa
배송	아이스백