

Pe-Cf594 토끼 항인간 Bcl6 단클론항체 - P41182

품목 번호: CM0009765



소개

세포내 유세포 분석에 사용되는 인간 BCL6을 표적으로 하는 접합 단클론항체입니다. 생식중심 반응에 필수적인 전사 억제인자 BCL6을 인식하며 면역학 및 종양학 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE-CF594 토끼 항인간 BCL6 단클론항체
비고/별칭	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
반응 종	인간
유전자ID (인간)	604
유전자ID	604
면역원	인간 BCL6 아미노산 235-350번 서열 (NP_001124317.1)에 해당하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	세포내 유세포 분석(FC intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P41182
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩