

## Pe-Cf594 토끼 항-인간/원숭이 CD69 Mab, 유세포 분석용 - Q07108

품목 번호: CM0008663



### 소개

인간 및 원숭이 CD69를 표적하는 PE-CF594 결합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포, B세포, NK세포의 초기 활성화 항원을 검출합니다. 분자량 23kDa; 크로몽키스 원숭이와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE-CF594 토끼 항-인간/원숭이 CD69 mAb                                          |
| 비고/별칭       | AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26                            |
| 종           | 인간(Human)                                                              |
| GeneID (인간) | 969                                                                    |
| GeneID      | 969                                                                    |
| 면역원         | 재조합 단백질; 인간 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리        | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                          |
| 응용          | FC(유세포 분석)                                                             |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 크로몽키스 원숭이(Cynomolgus)                                       |
| SWISS       | Q07108                                                                 |
| 단백질 분자량     | 23kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                         |