

Pe-Cf594 토끼 항-인간/원숭이 Hla-Dr 단일클론 항체, 유세포분석용 - P01903

품목 번호: CM0009779



소개

인간 및 붉은털원숭이의 HLA-DR 알파 사슬(P01903)에 대한 PE-CF594 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC)에 최적화되었습니다. 면역학 및 종양학 연구에서 MHC 클래스 II를 발현하는 항원제시세포를 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE-CF594 토끼 항-인간/원숭이 HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종	인간
GeneID (인간)	3122
GeneID	3122
면역원	인간 HLA-DR 재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 붉은털원숭이
SWISS	P01903
단백질 중량	29kDa
배송	아이스팩