

Pe-Cf594 토끼 항인간/마우스 Pdgfra/Cd140A 단클론 항체 (Fc용) - P16234

품목 번호: CM0005042



소개

인간 및 마우스 PDGFR α /CD140a에 대한 PE-CF594 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. PDGF 수용체 신호 전달 연구, 세포 증식, 배아 발달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE-CF594 토끼 항인간/마우스 PDGFR α /CD140a mAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
종	인간/마우스
유전자 ID (인간)	5156
유전자 ID	5156
면역원	인간/마우스 PDGFR α (NP_006197.1)의 아미노산 24-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송 방식	아이스 팩