

유세포 분석용 Pe 접합 Anti-Mouse Cd22 단일클론 항체 - P35329

품목 번호: CM0009149

소개

이 PE 접합 토끼 항-마우스 CD22 단일클론 항체는 유세포 분석용으로 설계되었습니다. 이 항체는 B 세포 수용체인 CD22 (Siglec-2)에 결합하여 마우스 샘플 내 B 세포의 식별 및 기능 분석을 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항--Mouse CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
종 (Species)	Mouse
GeneID (인간)	933
GeneID	12483
면역원 (Immunogen)	마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa/93kDa/97kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)