

Pe Mouse Anti-Human Cd11B 단일클론항체 For Fc - P11215

품목 번호: CM0004505



소개

PE로 표지된, 유세포 분석용 인간 CD11b (Integrin alpha-M, MAC-1)를 표적하는 마우스 단일클론항체. 선천면역 및 염증 반응에 관여하는 127 kDa 백혈구 부착 수용체인 인간 CD11b에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Mouse anti-Human CD11b mAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
GeneID (Human)	3684
GeneID	3684
면역원	인간 CD11b 유래 합성 펩타이드
원천	마우스
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백