


유세포 측정용 Pe 마우스 항인간 CD11C 단클론 항체 - P20702

품목 번호: CM0003993



소개

인간 CD11c(인테그린 알파-X, ITGAX)를 특이적으로 표적하는 PE 접합 마우스 단클론 항체입니다. 유세포 측정(FC)에 대해 검증되었으며 인간 샘플과 교차 반응성이 있습니다. 단핵구 접착, 화학주성 및 적혈구 탐식 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 마우스 항인간 CD11c mAb
비고/별칭	CD11C; SLEB6
종	인간
유전자 ID (인간)	3687
면역원	인간 CD11c의 제조합 단백질
공급원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20702
단백질 분자량	128kDa
배송 방식	아이스 팩