

Pe Mouse Anti-Human Cd15/Ssea-1 단일클론항체 For Fc - P22083

품목 번호: CM0012294

소개

인간 CD15/SSEA-1 (FUT4) 에피토프를 표적하는 PE 접합 마우스 단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증됨. 백혈구 생물학, 줄기세포 특성 분석, 셀렉틴 매개 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
비고/별칭	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
종	인간
GeneID (Human)	2526
GeneID	2526
면역원	인간 CD15/SSEA-1 유래 합성 펩타이드
원천	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P22083
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩