


Pe 마우스 항인간 Cd1a 단클론 항체 (Fc용) - P06126

품목 번호: CM0005154



소개

지질 항원 제시 분자인 인간 CD1a를 표적으로 하는 PE 접합 마우스 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 암 및 감염성 질환에서 NKT 세포 활성화와 수지상 세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 마우스 항인간 CD1a mAb
비고/별칭	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	909
유전자 ID	909
면역원	합성 펩티드 인간 CD1a에서 유래된 합성 펩티드입니다.
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P06126
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩