

유세포 분석용 Pe 마우스 항-인간 Cd3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0011580



소개

인간 CD3 엡실론 체인(UniProt: P07766)을 표적하는 PE 결합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 기반의 T 세포 검출 및 면역표현형 분석에 적합합니다. 이 시약은 다양한 샘플 유형에서 T 림프구를 식별할 수 있게 합니다. 반응성 종: 인간(Human).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Mouse anti-Human CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원(Immunogen)	인간 CD3 재조합 단백질
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스백