

Fc용 Pe 마우스 항인간 Cd42A 단클론 항체 - P14770

품목 번호: CM0010870



소개

인간 CD42a(GPIX)를 표적으로 하는 PE 접합 마우스 단클론 항체입니다. 폰 빌레브란트 인자 수용체 GPIIb-V-IX의 서브유닛인 혈소판 당단백질 IX의 유세포분석(FC)에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 마우스 항인간 CD42a mAb
비고/별칭	GPIX; CD42a
종	인간
유전자 ID	2815
면역원	인간 CD42a의 재조합 단백질
원천	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS 접근번호	P14770
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩