

유세포분석용 Pe 마우스 항인간 Cd45Ro 단클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0012215



소개

T세포 활성화에 관여하는 수용체형 티로신 단백질 포스파타아제 C인 인간 CD45RO를 표적으로 하는 PE 접합 마우스 단클론 항체입니다. 인간 CD45RO 아이소폼을 인식하며 유세포분석(FC) 응용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 마우스 항인간 CD45RO mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자ID (인간)	5788
면역원	합성 펩타이드
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백